

Компомол DC Step — для ухода за копытами

Продажа упаковками · кратность: 1 уп. · вес упаковки: 10.000 кг

Цена: доступна после входа в личный кабинет



Описание

«Компомол DC Step» — это профессиональный моющий раствор, предназначенный для ухода за копытами сельскохозяйственных животных. Препарат применяется как в напольных ваннах для групповой обработки, так и для индивидуального лечения. Основные цели применения:

1. Укрепление копытного рога и уплотнение структуры тканей.
2. Обработка свежих ран подошвы пальца, мякиша, межкопытной щели и венчика.
3. Профилактика и лечение инфекционных поражений копыт.

Преимущества

Комплексное действие: Оказывает ухаживающий, противомикробный и заживляющий эффект одновременно.

Быстрая грануляция: Способствует активному заживлению свежих ран и трещин.

Защитная пленка: Образует на поверхности копыта тонкую защитную пленку, которая препятствует проникновению инфекции в ткани.

Уплотнение рога: Эффективно укрепляет и уплотняет роговую структуру копытца, делая его более устойчивым к механическим повреждениям.

Состав

В состав препарата входят активные компоненты, обеспечивающие мощное антисептическое и вяжущее действие:

Соли алюминия и меди — обеспечивают дубящий и противомикробный эффект, уплотняют ткани.

Глутаровый альдегид — сильный антисептик с пролонгированным действием.

Катионные ПАВ — обеспечивают глубокое очищение и смачивание поверхности копыта.

Основа состава: Альдегиды

Применение

Препарат применяется в зависимости от степени поражения и целей обработки:

Напольные ванны (групповая обработка) - 2% раствор, продолжительное профилактическое применение

4-5% раствор - периодическая обработка (по графику: 5-6 дней подряд 1 раз в месяц)

4-5% раствор - интенсивная обработка (через каждые два дня)

Индивидуальное применение после предварительного ополаскивания копыта

Примечание: При использовании в ваннах обязательно следите за тем, чтобы раствор покрывал всю поверхность копыта. Регулярно меняйте раствор по мере загрязнения.

Меры безопасности

Средства защиты: При работе с композицией обязательно используйте средства индивидуальной защиты: спецодежду, защитные очки, резиновые перчатки и респиратор.

Первая помощь: При попадании раствора на открытые участки кожи немедленно промойте их большим количеством холодной воды.

Хранение

Температура хранения: от 0°C до +30°C.

Хранить в закрытой заводской упаковке в сухих, крытых помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей.

Расстояние: Должен храниться на расстоянии не менее 1,0 метра от отопительных систем.

Ограничения: Хранить в местах, недоступных для детей. Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности

1 год (12 месяцев) с даты производства.

Характеристики

Вид продукции: Дезинфектор копыт
Упаковка и вес: Канистра
Производитель: Интерхиммет
Страна происхождения: РОССИЯ
Габариты (Д × Ш × В), см: 30 × 25 × 40
(ориентировочно)
Код ОКПД2: 20.20.14.000
Срок пополнения: 2

Артикул: IHM-DC-STEP-UKREPLENIYA-ROGA
Склад: Уршак
Тип номенклатуры: Запас

Форма выпуска: Жидкость
Вес: 10
Бренд: Компомол
Длина × ширина × высота, см: 30 × 25 × 40
Объем: 0.01
Пометка удаления: true
Полное наименование: Компомол DC Step для
укрепления рога и тканей копытца (канистра)
Поставщик: ООО ИНТЕРХИММЕТ
Вид ставки НДС: Общая
Вид номенклатуры: Товар

Данные на 27.10.2026 · <https://agrosota.ru/catalog/ihm-dc-step-ukrepleniya-roga/>