

Компомол ДЗ НУК — для дезинфекции оборудования (канистра 10 кг / 10 л)

Продажа упаковками · кратность: 1 уп. · вес упаковки: 10.000 кг

Цена: доступна после входа в личный кабинет



Описание

«Компомол ДЗ НУК» — это высокоэффективное, экологически безопасное, беспенное низкотемпературное дезинфицирующее средство на основе надуксусной кислоты (НУК) и перекиси водорода. Оно предназначено для профессиональной дезинфекции в пищевой промышленности (в том числе молочной), ветеринарии и животноводстве.

Преимущества

Широкий спектр действия (5 в 1): Эффективен против бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая грипп H5N1, H1N1, ВИЧ, гепатиты, энтеровирусы), грибов (включая кандиду и плесени), анаэробных инфекций и спор. Спороцидные свойства подтверждены экспертным заключением ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена».

Безопасность для персонала: Рабочие растворы не оказывают сенсibiliзирующего и местно-раздражающего действия на кожу.

Экологичность и биоразлагаемость: Распадается на воду, углекислый газ и кислород, не накапливается в окружающей среде.

Устойчивость микроорганизмов: Отсутствие резистентности у микроорганизмов к активному компоненту (НУК).

Совместимость с материалами: При соблюдении рекомендованных концентраций не вызывает коррозии нержавеющей стали и алюминия.

В опубликованном производителем спектре действия также перечислены аденовирусы, вирусы парагриппа, полиомиелита, герпеса и атипичной пневмонии, грибы Trichophyton, возбудители внутрибольничных инфекций. Указано тестирование против Aspergillus niger и спороцидное действие со ссылкой на заключение ФГУ «РНИИТО им. Р. Р. Вредена». Эти сведения относятся к режимам применения из инструкции производителя.

Состав

Надуксусная кислота (НУК) — 15% — основной действующий компонент, обладающий мощным окислительным и антимикробным действием.

Перекись водорода (H₂O₂) — усиливает эффект НУК, обеспечивая синергизм и стабильность раствора. Вода — основа для растворения активных компонентов.

Основа состава: Надуксусная кислота

Применение

Основные области применения:

- Дезинфекция технологического оборудования (CIP-мойка, танки, пастеризаторы).
- Обработка доильных аппаратов и молочного инвентаря.
- Дезинфекция поверхностей в животноводческих помещениях.
- Медицинская и санитарно-гигиеническая обработка.

Универсальность применения: Подходит для циркуляционного метода (в т.ч. CIP-мойки), ручной мойки, орошения, заполнения и погружения.

Режим дозирования и концентрации

Концентрация рабочего раствора: от 0,1% до 0,23% (в зависимости от целей обработки и уровня загрязнения).

Циркуляционный (CIP): для закрытых систем (молокопроводы, теплообменники). Без пены — идеально для насосов.

Ручная мойка: для отдельных деталей и инвентаря.

Орошение: для обработки больших поверхностей (стены, полы в цехах).

Заполнение и погружение: для дезинфекции емкостей и погружаемых частей оборудования.

Важно: Время экспозиции и точная концентрация подбираются в зависимости от объекта дезинфекции и микробиологической нагрузки согласно утвержденным регламентам.

Меры безопасности и совместимость

Средства защиты: При работе используйте средства индивидуальной защиты (спецодежда, защитные очки, резиновые перчатки, респиратор).

Вентиляция: Работы проводить в помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией.

Действие на кожу: Рабочие растворы не вызывают сенсibilизации и местного раздражения (при соблюдении концентраций).

Совместимость: Нержавеющая сталь и алюминий устойчивы к воздействию; избегайте контакта с медью и латунью (при необходимости уточните).

Утилизация: Экологично, распадается на безопасные компоненты.

Для дезинфекции тех. оборудования, доильных аппаратов и т.д. Применяется для снижения микробной обсемененности в разных областях. Концентрация рабочего раствора: 0,1-0,23%

Хранение

Температурный режим: от -20°C до +30°C.

Хранить в закрытой заводской упаковке в сухих, крытых помещениях, защищенных от солнечных лучей.

Расстояние: Не менее 1,0 метра от отопительных систем.

Ограничения: Хранить в местах, недоступных для детей. Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности

Уточняется по партии (рекомендуется не более 12 месяцев).

Характеристики

Вид продукции: Дезинфекция молочного оборудования	Форма выпуска: Жидкость
Упаковка и вес: Канистра 10 л (10 кг)	Вес: 10
Производитель: Интерхиммет	Бренд: Компомол
Длина × ширина × высота, см: 23 × 17 × 35	Объем: 0.013685
Код ОКПД2: 20.20.14.000	Срок пополнения: 7
Полное наименование: Компомол ДЗ НУК для снижения микробной обсемененности оборудования (канистра 10 л 10 кг)	Артикул: IHM-DZ-NUK-10L-10KG-0039
Склад: Уршак	Вид ставки НДС: Общая
Тип номенклатуры: Запас	Вид номенклатуры: Товар
Данные на 27.10.2026 · https://agrosota.ru/catalog/ihm-dz-nuk-10l-10kg-0039/	