

Компомол Йодон 100 + — для гигиены вымени после доения на основе йода (канистра 10 кг / 10 л)

Продажа упаковками · кратность: 1 уп. · вес упаковки: 10.000 кг

Цена: доступна после входа в личный кабинет



Описание

«Компомол Йодон 100 +» — это профессиональное йодсодержащее средство с усиленной эмоментной формулой (15% эмоментов) и комплексом поливинилпирролидон-йод, предназначенное для обработки сосков вымени сразу после доения. Оно сочетает в себе мощное антисептическое действие йода с интенсивным увлажнением и смягчением кожи, обеспечивая комплексный уход за выменем и надежную защиту от мастита даже в сложных погодных условиях.

Преимущества

Комплекс поливинилпирролидона с йодом (ПВП-йод): Обеспечивает мощное и пролонгированное антисептическое действие. Йод не вызывает появления резистентных штаммов бактерий, что критически важно для долгосрочной профилактики мастита.

Высокое содержание эмоментов (15%): Специальное сочетание увлажняющих и смягчающих компонентов создаёт мягкую, шелковистую, не вызывающую раздражения плёнку. Это значительно улучшает состояние кожи сосков, предотвращает её пересыхание и растрескивание.

Устойчивость к влажным условиям: Благодаря наличию жировых компонентов средство сохраняет свои защитные и смягчающие свойства даже при использовании в дождливую погоду и в условиях повышенной влажности воздуха.

Сверхтонкая защитная плёнка: Образует эффективный барьер, который отлично защищает сосковый канал от проникновения патогенов, при этом плёнка остаётся комфортной для кожи.

Интенсивный цвет: Яркая, насыщенная плёнка видна даже с дальнего расстояния, что позволяет легко контролировать полноту обработки вымени и обеспечивает уверенность в качестве санитарной обработки.

Состав

Поливинилпирролидон-йодный комплекс (ПВП-йод) — активный антисептический и пленкообразующий компонент широкого спектра действия.

Эмоментная система (15%) — комплекс увлажняющих, смягчающих и жировых компонентов, обеспечивающих уход за кожей и устойчивость к влажной среде.

Пленкообразующие полимеры — создают эластичную, сверхтонкую защитную оболочку.

Вода — основа раствора.

Физико-химические показатели:

Внешний вид: Однородная жидкость характерного цвета (интенсивный йодный оттенок).

Запах: Характерный запах йода.

Пленкообразование: Высокое, эластичная, шелковистая плёнка.

Расход: 8–10 г на голову/дойку.

Основа состава: Йод

Применение

Основные сферы применения:

Пост-доильная защита: Окувание сосков сразу после снятия доильного аппарата для профилактики инфекций вымени.

Уход за кожей сосков в условиях сырости: Специальная формула с жировыми компонентами обеспечивает эффективную защиту и увлажнение даже в условиях высокой влажности воздуха.

Барьерная защита: Образование сверхтонкой, эластичной и шелковистой защитной плёнки, предотвращающей проникновение бактерий между дойками.

Готовый к применению: Не требует разведения водой или дополнительных приготовлений. Просто налейте в стакан-окунатель и используйте.

Экономичный расход: Расход средства составляет всего 8–10 г на одну корову за одну дойку, что обеспечивает выгодное соотношение цены и эффективности.

Метод применения: Окувание (Dip). Используйте специальный стакан-окунатель.

Пошаговая инструкция:

Подготовка: Средство готово к применению. Налейте необходимое количество «Компомол Йодон 100 +» в чистый, сухой стакан-окунатель.

Обработка: Сразу после снятия доильного аппарата окуните каждый сосок вымени в средство на глубину не менее 2–3 см. Убедитесь, что вся поверхность соска равномерно покрыта средством. Интенсивный цвет плёнки позволит визуально контролировать результат.

Выдержка: Оставьте средство на сосках до следующего доения. Не смывайте и не стирайте! Плёнка должна высохнуть естественным образом.

Перед следующей дойкой: Плёнка легко удаляется вместе с загрязнениями при преддоильной санации (салфеткой или пенным средством).

Примечание: Расход средства контролируйте по количеству обработок — 8–10 г на одну корову за одну дойку. При необходимости корректируйте объем в стакане-окунатель.

Меры безопасности и совместимость

Класс опасности: Малоопасное вещество (4 класс по ГОСТ 12.1.007-76).

Средства защиты: При длительном контакте используйте резиновые перчатки.

Первая помощь: При попадании в глаза — промыть большим количеством воды в течение 15 минут; на кожу — смыть водой. При проглатывании — обратиться к врачу.

Совместимость: Безопасно для кожи животных. Не вызывает раздражения и аллергических реакций при соблюдении инструкции.

Для обработки вымени коров после доения методом окунания. Средство готово к применению, дополнительных разведений не требуется. Расход средства на одну корову/дойку 8-10 грамм

В составе — комплекс йода с поливинилпирролидоном и жировые компоненты; образуется заметная защитная плёнка.

Хранение

Температурный режим: от 0°C до +30°C (не допускать замораживания).

В закрытой заводской упаковке, в сухих, защищенных от прямых солнечных лучей помещениях, вдали от источников тепла и агрессивных химических веществ.

Расстояние: Не менее 1,0 метра от отопительных систем.

Ограничения: Хранить в местах, недоступных для детей и животных. Не использовать по истечении срока годности. Не сливать в грунтовые воды и канализацию.

Срок годности

12 месяцев.

Средство по уходу за сельскохозяйственными животными. Жидкое смягчающее средство на основе комплекса поливинилпирролидона йода.

Характеристики

Вид продукции: Гигиена вымени после доения

Упаковка и вес: Канистра 10 л (10 кг)

Производитель: Интерхиммет

Страна происхождения: РОССИЯ

Объем: 0.013685

Срок пополнения: 2

Форма выпуска: Жидкость

Вес: 10

Бренд: Компомол

Длина × ширина × высота, см: 23 × 17 × 35

Код ОКПД2: 20.20.14.000

Полное наименование: Компомол Йодон 100 + йодсодержащее средство с усиленной эмоментной формулой для обработки сосков (канистра 10 л 10 кг)

Артикул: IHM-IODON-100-P-10L-10KG-0042

Склад: Уршак

Тип номенклатуры: Запас

Поставщик: ООО ИНТЕРХИММЕТ

Вид ставки НДС: Общая

Вид номенклатуры: Товар

Данные на 27.10.2026 · <https://agrosota.ru/catalog/ihm-iodon-100-p-10l-10kg-0042/>