

Компомол DC Super Gel Panthenol — гигиена после доения, хлоргексидин (канистра 10 кг / 10 л)

Продажа упаковками · кратность: 1 уп. · вес упаковки: 10.000 кг

Цена: доступна после входа в личный кабинет



Описание

«КОМПОМОЛ DC SUPER GEL PANTHENOL» — это профессиональное загущенное пленкообразующее средство на основе синергической смеси хлоргексидин биглюконата, пантенола и витаминов группы В. Оно предназначено для обработки сосков вымени сразу после доения. Благодаря своей гелевой консистенции средство образует плотную, стабильную защитную плёнку, которая не стекает и обеспечивает длительную защиту, одновременно активно восстанавливая кожу.

Преимущества

Загущенная гелевая формула (Super Gel): Обладает низким каплепадением — не стекает с сосков, образуя плотную и стабильную защитную плёнку. Это обеспечивает более экономный расход и надёжную защиту.

Быстрое образование плёнки: После нанесения моментально формирует активную защитную плёнку, которая создаёт физический и химический барьер на пути бактерий.

Двойное действие: защита + заживление: Сочетает мощное антисептическое действие хлоргексидина с активным заживляющим действием пантенола.

Пантенол и витамины группы В: Оказывают противовоспалительное и заживляющее действие, стимулируют защитные свойства кожи за счёт активной регенерации клеток, увлажняют и смягчают кожу сосков.

Насыщенный цвет плёнки: Яркая, насыщенная плёнка обеспечивает визуальный контроль полноты обработки, позволяя оператору легко убедиться в качестве проведённой санации.

Состав

Хлоргексидин биглюконат — мощный антисептик широкого спектра действия, активный против грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Пантенол (провитамин В5) — активный заживляющий и противовоспалительный компонент, стимулирующий регенерацию кожи.

Витамины группы В — поддерживают здоровье кожи, ускоряют восстановление.

Загустители и пленкообразующие полимеры — создают плотную, эластичную гелевую плёнку с низким каплепадением.

Вода — основа раствора.

Физико-химические показатели:

Внешний вид: Однородная загущенная жидкость (гель) характерного цвета.

Консистенция: Гелевая, повышенная вязкость.

Пленкообразование: Высокое, стабильная плёнка.

Каплепадение: Низкое.

Основа состава: Хлоргексидин

Применение

Основные сферы применения:

Пост-доильная защита: Окувание сосков сразу после снятия доильного аппарата для профилактики инфекций вымени.

Заживление и восстановление: Пантенол и витамины группы В стимулируют регенерацию клеток, заживляют микротрещины и снимают воспаление.

Длительная защита: Плотная гелевая плёнка предотвращает проникновение бактерий в сосковый канал на протяжении всего периода между дойками.

Готовый к применению: Не требует разведения водой или дополнительных приготовлений. Просто налейте в стакан-окунатель и используйте.

Экономичный расход: Благодаря гелевой консистенции средство не стекает и расходуется более рационально.

Метод применения: Окувание (Dip). Используйте специальный стакан-окунатель.

Пошаговая инструкция:

Подготовка: Перед использованием средство готово к применению. Нанесите необходимое количество «КОМПОМОЛ DC SUPER GEL PANTHENOL» в чистый, сухой стакан-окунатель.

Обработка: Сразу после снятия доильного аппарата окуните каждый сосок вымени в средство на глубину не менее 2–3 см. Убедитесь, что вся поверхность соска равномерно покрыта гелевой плёнкой.

Выдержка: Оставьте средство на сосках до следующего доения. Не смывайте и не стирайте! Плёнка должна высохнуть естественным образом.

Перед следующей дойкой: Плёнка легко удаляется вместе с загрязнениями при преддоильной санации (салфеткой или пенным средством).

Примечание: Благодаря гелевой консистенции средство имеет низкое каплепадение, что обеспечивает более экономичный расход по сравнению с жидкими аналогами.

Меры безопасности и совместимость

Класс опасности: Малоопасное вещество (4 класс по ГОСТ 12.1.007-76).

Средства защиты: При длительном контакте используйте резиновые перчатки.

Первая помощь: При попадании в глаза — промыть большим количеством воды в течение 15 минут; на кожу — смыть водой. При проглатывании — обратиться к врачу.

Совместимость: Безопасно для кожи животных. Не вызывает раздражения и аллергических реакций при соблюдении инструкции.

Для обработки вымени коров после доения методом окунания. Готовое средство, дополнительных разведений не требуется

В плёнкообразующий гель добавлен пантенол для ухода за повреждённой кожей сосков.

Хранение

Температурный режим: от 0°C до +30°C (не допускать замораживания).

В закрытой заводской упаковке, в сухих, защищенных от прямых солнечных лучей помещениях, вдали от источников тепла.

Расстояние: Не менее 1,0 метра от отопительных систем.

Ограничения: Хранить в местах, недоступных для детей и животных. Не использовать по истечении срока годности. Не сливать в грунтовые воды и канализацию.

Срок годности

12–24 месяца (указан на этикетке).

Загущенное плёнкообразующее средство на основе синергической смеси хлоргексидин биглюконата, действующих веществ, пантенола, витамины группы В.

12 месяцев

Характеристики

Вид продукции: Гигиена вымени после доения

Упаковка и вес: Канистра 10 л (10 кг)

Производитель: Интерхиммет

Длина × ширина × высота, см: 23 × 17 × 35

Код ОКПД2: 20.42.19.190

Полное наименование: Компомол DC Super Gel Panthenol смесь хлоргексидин биглюконата, пантенола и витаминов группы В (канистра 10 л 10 кг)

Склад: Уршак

Тип номенклатуры: Запас

Форма выпуска: Жидкость

Вес: 10

Бренд: Компомол

Объем: 0.013685

Срок пополнения: 2

Артикул: IHM-SGEL-PANTH-10L-10KG-0043

Вид ставки НДС: Общая

Вид номенклатуры: Товар

Данные на 27.10.2026 · <https://agrosota.ru/catalog/ihm-sgel-panth-10l-10kg-0043/>