

Derma Lact — для гигиены вымени до доения на основе молочной кислоты (упаковка 1000 кг)

Продажа упаковками · кратность: 1 уп. · вес упаковки: 1000.000 кг

Цена: доступна после входа в личный кабинет



Описание

DERMA LACT — это специальное концентрированное средство на основе молочной кислоты, разработанное для эффективной и бережной преддоильной обработки вымени коров. Оно обеспечивает высокий уровень гигиены, снижая риск мастита, при этом не нарушает защитный барьер кожи сосков.

Преимущества

На основе молочной кислоты: Обладает мягким, физиологичным действием. Не агрессивен, не пересушивает кожу сосков, способствует поддержанию их естественного pH и эластичности.

Состав

Молочная кислота — активный компонент, обладающий мягким антимикробным действием и поддерживающий здоровый pH кожи.

Увлажняющие и смягчающие компоненты — защищают кожу сосков от пересыхания и растрескивания.

ПАВ — обеспечивают смачивание и эффективное удаление загрязнений.

Вода — основа раствора.

Физико-химические показатели:

Внешний вид: Однородная прозрачная жидкость (возможен слегка опалесцирующий оттенок).

Запах: Слабокислый или характерный (в зависимости от партии).

Растворимость: Полностью смешивается с водой.

Основа состава: Молочная кислота

Применение

Основные сферы применения:

Преддоильная обработка сосков: Распыление или протирание сосков перед доением для очистки и дезинфекции.

Мытье животного: Очистка загрязненных участков кожи животного.

Замачивание многоразовых салфеток: Подготовка салфеток для дальнейшей санитарной обработки вымени и других частей тела.

Универсальность применения: Подходит как для распыления (спрей), так и для протирки с использованием салфеток. Также эффективен для мытья животного и подготовки многоразовых салфеток.

Гигиеническая безопасность: Обеспечивает качественную очистку сосков перед дойкой, что является ключевым фактором в профилактике мастита и улучшении качества молока.

Эффективность, подтвержденная практикой: Рекомендован профессионалами и успешно применяется в хозяйствах для защиты здоровья поголовья.

Экономичность: Концентрированный состав обеспечивает низкий расход средства при высокой эффективности обработки.

Способ распыления (спрей): Приготовьте рабочий раствор согласно рекомендации. Нанесите на соски вымени с помощью распылителя, дайте выдержку (не менее 30 секунд). Перед дойкой тщательно протрите соски одноразовой салфеткой насухо.

Способ протирания: Смочите многоразовую или одноразовую салфетку в рабочем растворе, тщательно протрите соски вымени, удаляя загрязнения. После обработки подсушите салфеткой.

Для мытья животного или замачивания салфеток: Приготовьте рабочий раствор в ёмкости, используйте для очистки загрязнённых участков кожи или замачивания салфеток для дальнейшего использования.

Рабочая концентрация (Рекомендация):

Стандартная обработка (спрей/протирка): 1–2% раствор (концентрация подбирается индивидуально в зависимости от уровня загрязнения и типа салфеток).

Для мытья животного: 2–3% раствор.

Для замачивания салфеток: 1–2% раствор, салфетки отжать перед использованием.

Важно: Обязательно соблюдайте время экспозиции после нанесения! Перед дойкой соски должны быть тщательно высушены, чтобы избежать попадания остатков средства в молоко.

Меры безопасности и совместимость

Класс опасности: Малоопасное вещество (4 класс по ГОСТ 12.1.007-76). При соблюдении концентраций не вызывает раздражения кожи.

Средства защиты: Используйте резиновые перчатки при длительном контакте. При распылении используйте защитные очки.

Первая помощь: При попадании в глаза — промыть большим количеством воды; на кожу — смыть водой.

Совместимость: Подходит для контакта с кожей животных. Безопасно для сосков вымени.

Для мойки вымени у коров. Также подходит для мытья животных и для замачивания многоразовых салфеток, предназначенных для санитарной обработки вымени. Рабочая концентрация: для технологии протирание - 0,5%; для спрей-обработки - 10%; пенная обработка - 20%

Хранение

Температурный режим: от 0°C до +30°C (не допускать замораживания).

В закрытой заводской упаковке, в сухих, защищённых от прямых солнечных лучей помещениях.

Расстояние: Не менее 1,0 метра от отопительных систем.

Ограничения: Хранить в местах, недоступных для детей и животных. Не использовать по истечении срока годности. Не сливать в грунтовые воды и канализацию без предварительной очистки.

Срок годности

12–24 месяца (указан на этикетке).

Концентрированное средство до доения на основе молочной кислоты. Используется для обработки сосков вымени до доения. Применяется в виде спрея и протиранием.

Характеристики

Вид продукции: Гигиена вымени до доения

Упаковка и вес: Упаковка 1000 кг

Производитель: Интерхиммет

Длина × ширина × высота, см: 120 × 100 × 116

Срок пополнения: 7

Артикул: DERMA-LACT-1000KG

Вид ставки НДС: Общая

Вид номенклатуры: Товар

Форма выпуска: Жидкость

Вес: 1000

Бренд: Derma

Объем: 1.392

Полное наименование: Derma Lact, 1000 кг

Склад: Нижегородка (в наличии)

Тип номенклатуры: Запас

Данные на 27.10.2026 · <https://agrosota.ru/catalog/derma-lact-1000kg/>