

Компомол Робот ЛАКТ — для гигиены вымени до доения на основе молочной кислоты (упаковка 10 кг)

Продажа упаковками · кратность: 1 уп. · вес упаковки: 10.000 кг

Цена: доступна после входа в личный кабинет



Описание

«Компомол Робот ЛАКТ» — это профессиональное жидкое плёнкообразующее средство на основе молочной кислоты, специально разработанное для использования на современных молочных фермах, оснащённых роботизированными системами доения. Оно предназначено для обработки сосков вымени после доения, обеспечивая эффективную защиту от патогенных микроорганизмов, снижая риск развития мастита и одновременно бережно ухаживая за кожей сосков.

Преимущества

Оптимизированная вязкость для роботов: Вязкость средства специально подобрана для корректной работы дозирующих систем роботизированных доильных установок, что гарантирует точное нанесение без сбоев и засорения форсунок.

Защита от мастита: Снижает риск инфекционных заболеваний молочной железы, вызываемых бактериями типа *Staph. aureus*, *Strep. agalactiae* и колиформными бактериями.

Образует активную защитную плёнку: После нанесения на сосках формируется эластичная плёнка, которая предотвращает проникновение патогенных микроорганизмов в сосковый канал между дойками.

На основе молочной кислоты: Обеспечивает мягкое, физиологичное антимикробное действие, не нарушает естественный баланс кожи, не пересушивает и не раздражает соски.

Ранозаживляющее и смягчающее действие: Способствует заживлению микротрещин, увлажняет и смягчает кожу сосков, поддерживая её эластичность и здоровье.

Состав

Молочная кислота — активный антимикробный компонент, поддерживающий естественный pH кожи вымени.

Пленкообразующие полимеры — создают эластичную защитную оболочку на поверхности сосков. Увлажняющие и смягчающие компоненты (глицерин и др.) — предотвращают пересыхание и растрескивание кожи, способствуют заживлению.

Вода — основа раствора.

Физико-химические показатели:

Внешний вид: Однородная жидкость.

pH: Слабокислый (соответствует естественному pH кожи сосков).

Пленкообразование: Высокое, эластичная плёнка.

Вязкость: Оптимизирована для роботизированных систем доения.

Основа состава: Молочная кислота

Применение

Основные сферы применения:

Роботизированные системы доения: Благодаря специально подобранной вязкости средство полностью совместимо с автоматическими манипуляторами и дозаторами роботов-дойров.

Традиционное доение: Подходит для обработки вымени методом окунания с помощью стакана-окунателя.

Уход за выменем: Молочная кислота обеспечивает мягкое антисептическое действие, а плёнкообразующая формула создаёт физический барьер для бактерий.

Готовый к применению: Не требует разведения водой или дополнительных приготовлений — сразу готов к использованию в системе или стакане-окунателе.

Экономичность: Расходуется рационально благодаря стабильной плёнке и отсутствию потерь при нанесении.

Метод применения: Окунание (Dip) или автоматическое нанесение через роботизированную систему.

Для традиционного доения:

Подготовка: Средство готово к применению. Налейте небольшое количество в чистый, сухой стакан-окунатель (заполните на 3/4 объёма).

Обработка: Сразу после снятия доильного аппарата окуните каждый сосок вымени в средство на глубину не менее 2–3 см. Убедитесь, что вся поверхность соска равномерно покрыта раствором.

Выдержка: Оставьте средство на сосках до следующего доения. Не смывайте и не стирайте! Плёнка должна высохнуть естественным образом.

Перед следующей дойкой: Плёнка легко удаляется вместе с загрязнениями при преддоильной санации (с помощью многоразовых или одноразовых бумажных салфеток).

Для роботизированных систем доения:

Средство заливается в соответствующий резервуар роботизированной системы и дозируется автоматически в соответствии с настройками оборудования.

Важно: Не смешивать с другими средствами. Не допускать замораживания.

Меры безопасности и совместимость

Класс опасности: Малоопасное вещество (4 класс по ГОСТ 12.1.007-76).

Средства защиты: При длительном контакте с концентратом используйте резиновые перчатки.

Первая помощь: При попадании в глаза — промыть большим количеством воды в течение 15 минут; на кожу — смыть водой. При проглатывании — обратиться к врачу.

Совместимость: Безопасно для кожи животных. Не вызывает раздражения и аллергических реакций при соблюдении инструкции.

Для обработки вымени коров после доения. Средство готово к применению, дополнительных разведений не требуется. Вязкость средства позволяет использовать его в роботизированных системах доения.

Хранение

Температурный режим: от 0°C до +30°C (не допускать замораживания).

В закрытой заводской упаковке, в сухих, защищенных от прямых солнечных лучей помещениях, вдали от источников тепла.

Расстояние: Не менее 1,0 метра от отопительных систем.

Ограничения: Хранить в местах, недоступных для детей и животных. Не использовать по истечении срока годности. Не сливать в грунтовые воды и канализацию.

Срок годности

12 месяцев.

12 месяцев с даты производства.

Средство по уходу за сельскохозяйственными животными. Жидкое плёнкообразующее средство на основе молочной кислоты. Возможно применение для роботизированных систем доения

Характеристики

Вид продукции: Гигиена вымени до доения	Форма выпуска: Жидкость
Упаковка и вес: Упаковка 10 кг	Вес: 10
Производитель: Интерхиммет	Бренд: Компомол
Длина × ширина × высота, см: 23 × 17 × 35	Объем: 0.013685
Код ОКПД2: 20.42.19.190	Срок пополнения: 7
Полное наименование: Компомол Робот ЛАКТ, 10 кг	Артикул: IHM-ROBOT-LACT-10KG
Склад: Нижегородка (в наличии)	Вид ставки НДС: Общая
Тип номенклатуры: Запас	Вид номенклатуры: Товар

Данные на 27.10.2026 · <https://agrosota.ru/catalog/ihm-robot-lact-10kg/>